

FICHA TÉCNICA



Racks de Infusión LEEX D7

El **rack de infusión D7** permite simplificar y agilizar el flujo de trabajo del personal de salud, al administrar eficientemente el espacio, mejorar los modos de tratamiento de pacientes y combinar la aplicación tanto de las bombas de infusión volumétricas como de las de jeringas.



CARACTERÍSTICAS

- **Optimización de espacios:** reduce al máximo la ocupación del espacio, al representar uno de los diseños más delgados del mercado. Una combinación flexible y simple de bomba de infusión volumétrica y de jeringa.
- **Flexibilidad en la infusión:** permite combinar infusiones mediante estaciones de trabajo de 2, 4, 6 u 8 canales.
- **Infusión relé (modelo smart):** permite aplicar infusión relé de múltiples bombas cuyo modelo sea Smart con IrDA, logrando una infusión continua.
- **Interconexión inteligente (modelo smart con wifi):** transmite los datos de infusión al sistema centralizado C7 mediante conexión wifi.
- **Batería integrada (modelo smart):** incorpora batería interna, lo que permite trabajar con un sistema de backup para el suministro de energía.

					
2, 4, 6 u 8 CANALES	PARA MODELO V7 & V7 SMART	PARA MODELO S7 & S7 SMART	PROTECCIÓN IP24	CONEXIÓN WIFI (Opcional Smart)	BATERÍA DE BACK UP (Opcional Smart)

ESPECIFICACIONES

Rack D7

Canales de infusión	2, 4, 6 u 8
Compatibilidad de modelos	V7 & V7 Smart S7 & S7 Smart
Water proof	IP24
Fuente de energía AC	100-240V 50/60Hz

Rack D7 Smart

Canales de infusión	2, 4, 6 u 8
Compatibilidad de modelos	V7 & V7 Smart S7 & S7 Smart
Water proof	IP24
Fuente de energía AC	100-240V 50/60Hz
Manejo de alarmas	Sí
IrDA	Sí (para el modo relé)
Wifi	Opcional
Batería	Polímero de Litio 11.1V 2600mAh